

...reisen per Flugzeug



Reisevorschläge:

- Benutzen Sie den Akku als Ihre einzige Stromzufuhr für das Eclipse, wenn Sie im Flugzeug unterwegs sind.
- Wenn Sie Ihren Flug reservieren, fragen Sie bei der Fluggesellschaft nach welche spezifischen Vorschriften Sie befolgen müssen um mit Ihrem Eclipse zu reisen.
- Wenn Sie bei einer Zwischenlandung Aufenthalt haben, dann sollten Sie Ihr AC-Ladegerät dabei haben um während Ihres Aufenthalts im Flughafen Ihren Akku laden zu können.
- Melden Sie sich mindestens 48 Stunden im Voraus vor Ihrem Abflug und Ihrem Rückflug bei allen Fluggesellschaften mit denen Sie fliegen werden, um die Fluggesellschaft zu informieren, dass Sie Ihr Eclipse an Board bringen und benutzen werden.

Die FAA (US Amerikanische Flugbehörde) hat das Eclipse genehmigt und es darf bei kommerziellen Flügen mitgeführt werden.

Viele Fluggesellschaften erlauben Ihnen, das Eclipse an Board zu bringen.

Jede Fluggesellschaft hat allerdings ihre eigenen Vorschriften für die Mitnahme eines Eclipse.

HINWEIS: Der Eclipse hat einen eingebauten Höhenausgleich bis zu 13.123 Fuss (die meisten Flugzeuge haben einen Kabinendruck bis zu 8.000 Fuss.)

...reisen per Zug

Reisevorschläge:

- Benutzen Sie den Akku als Ihre einzige Stromzufuhr für das Eclipse, wenn Sie im Zug unterwegs sind.
- Setzen Sie sich im Voraus mit der Bahngesellschaft in Verbindung und sagen Sie, dass Sie Ihr Eclipse mit an Bord bringen möchten.



...reisen mit dem Kreuzschiff

Viele Kreuzschiffahrtsgesellschaften erlauben es, dass tragbare Sauerstoffkonzentratoren mit an Board des Schiffes gebracht werden können; bitte beziehen Sie sich auf spezielle Anweisungen.

Informieren Sie die Schiffahrtsgesellschaft, dass Sie Ihren Eclipse mit an Board bringen.

Reisevorschläge:

- Setzen Sie sich direkt mit Ihrem Koordinator für besondere Erfordernisse in Verbindung und informieren Sie sich über die individuellen Vorschriften der Kreuzschiffahrtsgesellschaft.
- Informieren Sie die Schiffahrtsgesellschaft, dass Sie Ihren Eclipse mit an Board bringen.

Freuen sie sich über Ihre Freiheit und Unabhängigkeit die Ihnen Ihr Eclipse bietet. Die kluge Lösung! (Go-Smart)



eclipse®

Eclipse®

Die kluge Lösung! (Go-Smart)...

Mit Ihrem Eclipse® auf Reisen

Jetzt wo Sie Ihr Eclipse als Ihr persönliches und ambulantes Sauerstoffsystem haben, haben Sie die Freiheit und Unabhängigkeit zu gehen und zu reisen, wohin Sie möchten. Diese Broschüre gibt Ihnen Go-Smart Reisevorschläge, damit Ihre Reise leichter gemacht wird und Sie dabei viel Spaß haben. Lassen Sie sich von nichts zurückhalten, denn mit dem Eclipse können Sie Ihr Leben voll genießen und das tun was Sie immer schon tun wollten.

Durch den Eclipse erhalten Sie eine bequeme Quelle einer Sauerstofftherapie über eine lange Zeit hinweg und es kann rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, angewendet werden. Das Gerät kann als Ihre ambulante oder als stationäre Sauerstoffquelle verwendet werden. Es kann mit Wechselstrom, Gleichstrom oder Akku (Batterie) betrieben werden. Es kann im Pulse-Flow- Modus oder im kontinuierlichen Modus betrieben werden. Es handelt sich hierbei um **eine Sauerstoffquelle**, die Sie überall hin mitnehmen können.

Also, jetzt kann es los gehen!



 **SEQUAL®**

Die kluge Entscheidung.

www.sequal.com
+1.858.558.0102

PN: 5027-2 REV A

Die kluge Lösung! (Go-Smart)

- Lesen Sie die Betriebsanleitung die Sie mit Ihrem Eclipse mitgeliefert bekommen haben.
- Haben Sie immer Ihre Notrufnummer und die Telefonnummer Ihres medizinischen Heimpflegers bei sich, im Falle eines Notfalls.
- Prüfen Sie die Betriebsdauertabelle (siehe unten) die angibt, wie viele Stunden Ihr Eclipse über den Akku laufen kann.
- Lassen sie Ihr Eclipse, wenn möglich, stets in die AC Stromzufuhr eingesteckt, damit die Batterie ständig voll geladen ist.
- Benutzen Sie den Pulse-Flow-Modus, wenn Ihr Kliniker Ihnen das vorgeschrieben hat.
- Wenn sie in andere Länder reisen, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Netzkabel dabei haben.

TYPISCHE BETRIEBSDAUER EINES NEUEN AKKUS (BATTERIE)

Vorgeschriebene Floweinstellung	Betriebsdauertest des Akkus	
	Kontinuierlicher Flow-Modus (LPM)	Pulse-Flow-Modus (Einstellung)
0,5	4,4 Stunden	-
1,0	3,7 Stunden	4,4 Stunden
2,0	2,4 Stunden	3,6 Stunden
3,0	1,3 Stunden	3,0 Stunden
4,0	-	2,6 Stunden
5,0	-	2,3 Stunden
6,0	-	2,1 Stunden

HINWEIS: Diese Zeitperioden werden durch steigenden Akku-Gebrauch im Verlauf der Zeit und mit dem Alter des Akkus immer kürzer.



...zu Fuß

Reisevorschläge:

- Schätzen Sie Ihre Zeit gut ab in der Sie unterwegs sein werden um sicher zu gehen, dass Sie für Ihre Tour genügend Batterieleistung haben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Akku komplett geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Wagen sicher am Eclipse befestigt ist.
- Sollten Sie länger unterwegs sein als der Akku ausreicht, dann sollten Sie entweder einen Ersatzakku mitnehmen oder Ihr AC- Netzkabel, um sicher zu gehen, dass Sie Ihre Reisezeit ohne Problem verlängern können.

...mit dem Auto

Reisevorschläge:



- Stellen Sie den Sicherungswert an der Netzzufuhr auf 10 bis 15 AMP ein. (Im Bezug auf die DC Stromzufuhr beziehen Sie sich bitte auf Ihre Bedienungsanleitung.)
- Um Strom zu sparen, wenn Sie in Ihrem Fahrzeug sind, entfernen Sie die Batterie nach Bedarf.
- Stellen Sie sicher, dass das Eclipse stets rundherum einen ausreichenden Luftraum hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Eclipse und der DC Netzanschluss immer sicher befestigt sind, wenn Sie sich in einem Fahrzeug befinden.
- Starten Sie *immer* zuerst das Fahrzeug, bevor Sie den Eclipse in den Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug einstecken.
- Wenn Sie die kontinuierliche Flowrate wählen, wenden Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung, die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs und Ihren Fachhändler, bevor Sie diese benutzen.

Reisevorschläge bei Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln

HINWEIS: Diese Hinweise sollten zusammen mit den allgemeinen Go-Smart- Reisevorschlägen beachtet werden.

- Auf der Webseite www.sequal.com können Sie sehen welche kommerziellen Transportmittel (Fluggesellschaften, Bahngesellschaften und Kreuzschiffahrtsgesellschaften) gegenwärtig den Eclipse akzeptieren.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt ein Rezept ausstellen. Bitten Sie Ihren Arzt um ein Rezept für kontinuierlichen Flow und eins für Pulse-Flow-Modus. Sie finden das Formular dazu auf der Webseite www.sequal.com oder auch in Ihrem Reisebüro.
- Tragen Sie dieses Schreiben immer bei sich. Es kann sein dass man Sie auf Ihrer Reise des öfteren danach fragt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ersatzbatterien und ein AC Netzkabel für die Reise und für unerwartete Verzögerungen mitbringen. Beziehen Sie sich auf die Tabelle, in der die Betriebsdauer des Akkus aufgelistet ist, um auszurechnen, und wie viele Batterien Sie mitbringen sollen.
- Stellen Sie sicher, dass das Eclipse stets rundherum einen ausreichenden Luftflow hat.
- Wenn Sie unterwegs sind sollten Sie den Eclipse immer in Ihrer Nähe haben, um das Bedienfeld zu sehen und eventuelle Alarmlmeldungen zu hören.

